

BI LEVEL THERAPIE

BI Level Geräte werden verordnet, wenn mit einem CPAP-Gerät nicht erfolgreich therapiert werden kann. Dies ist bei Patienten, die einen hohen Therapiedruck benötigen oder bei speziellen Erkrankungen, notwendig. Die Geräte verfügen über einen S-Modus (spontan Modus).



BIPAP A30

- Druckbereich 4–30 cm H₂O
- Verschiedene Modi wählbar (S, S/T, T, CPAP, PC, AVAPS)
- Digital AutoTrak Trigger
- AVAPS (Volumensicherung mit automatischen Anstieg der AVAPS-Frequenz)
- AAM - Automated Airwaymanagement (Atemwege werden offengehalten, individuelle Anpassung an Patienten)
- Wahlweise mit Befeuchter System one A-Serie