

BI LEVEL THERAPIE

Bi Level Geräte werden verordnet, wenn mit einem CPAP-Gerät nicht erfolgreich therapiert werden kann. Dies ist bei Patienten, die einen hohen Therapiedruck benötigen oder bei speziellen Erkrankungen, notwendig. Die Geräte verfügen über einen S-Modus (spontan Modus).



PRISMA 25ST

- Druckbereich 4–25 cm H₂O
- Verschiedene Modi wählbar (CPAP, APAP, BiLevel S, auto S, Bilevel ST, auto ST, Bilevel T)
- Hohe Sicherheit durch automatische Hintergrundfrequenz und einstellbare feste Hintergrundfrequenz
- Optional mit TRILevel- Druckprofil
- SCOPES – indikationsgerechte Voreinstellungen mit der Möglichkeit, jederzeit nachzujustieren
- Sichere Technik unterscheidet obstruktive und zentrale Apnoen (FOT)