

BI LEVEL THERAPIE

BI Level Geräte werden verordnet, wenn mit einem CPAP-Gerät nicht erfolgreich therapiert werden kann. Dies ist bei Patienten, die einen hohen Therapiedruck benötigen oder bei speziellen Erkrankungen, notwendig. Die Geräte verfügen über einen S-Modus (spontan Modus).



BIPAP A40

- Druckbereich 4–40 cm H₂O
- Verschiedene Modi wählbar (S, S/T, T, CPAP, PC, AVAPS und AVAPS-AE)
- Digital AutoTrak, Digital Sensitive Autotrak, Flowtrigger
- AVAPS-AE (Automatischer EPAP) durchschnittliches Atemzugvolumen durch Anpassung des inspiratorischen Drucks
- AVAPS-AE (Automatischer EPAP) 2 misst über FOT Signal den expiratorischen Druck um Atemwege dauerhaft offenzuhalten
- Wahlweise mit Befeuchter System one A-Serie
- Optionaler anklickbarer Akku