

# BI LEVEL THERAPIE

Einfache Bedienung und leiser Betrieb zeichnen den Prisma Vent 30 C aus. Die unterschiedlichen Beatmungsmodi sowie Drücke von bis zu 30 mmbar ermöglichen einen flexiblen Einsatz, auch unter sich verändernden Bedingungen. Speziell die Funktionen AirTrap Control, Triggersperrzeit sowie die expiratorische Rampe geben Sicherheit und Komfort für die Beatmung bei COPD. Integrierte Grafiken bieten nützliche Informationen, damit jeder Parameter sicher eingestellt werden kann.



## PRISMA VENT 30 C

- Druckbereich 4–30 cmH<sub>2</sub>O
- Verschiedene Modi wählbar (CPAP, S, S/T, T, aPCV, PCV, PSV)
- Autotrigger und individuell anpassbare Triggerstufen
- Triggersperrzeit
- Expiratorische Rampe
- Air Trap Control zur Verhinderung einer dynamischen Überblähung
- Wahlweise mit Befeuchter